


E 963

Utilisation

pour la prise en charge optimale de béchers jusqu'à 250 ml.



- Equipé de 33 x 3 supports pour béchers jusqu'à 250 ml

Numéro EAN: 4002513369236 / Numéro de matériel: 05848300 /
Ancien Numéro de matériel: 69596301D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	98
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	155
Dimension extérieure, largeur nette en mm	357
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	522
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	285
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	1,58
Poids brut en kg	1,70