


E 960/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale d'Erlenmeyer à col large.



- Equipé de 20 grands crochets et 26 petits crochets
- Convient pour des Erlenmeyer à col large et éprouvettes graduées

Numéro EAN: 4002513400953 / Numéro de matériel: 05892360 /
Ancien Numéro de matériel: 69596002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Erlenmeyer [nombre]	46
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	185
Dimension extérieure, largeur nette en mm	357
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	522
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	0,80
Poids brut en kg	0,90