


O 177/1

Panier supérieur

pour un nettoyage avec 26 buses et la prise en charge de différents compléments.



- Côté droit pour la prise en charge de divers compléments
- Côté gauche avec 26 buses et 7 entonnoirs non installés
- Equipé d'une grille de support réglable en hauteur
- Hauteur de chargement 230/205 mm
- Réglable en hauteur : - 20 / - 40 mm

Numéro EAN: 4002513412413 / Numéro de matériel: 05913050 / Ancien Numéro de matériel: 69117702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments de transfert [nombre]	11
Instruments avec lumen [nombre]	22
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	263
Dimension extérieure, largeur nette en mm	498
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	455
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	3,70
Poids brut en kg	4,52