

FP 20

Plaque de filtre

pour traitement pièces à main et contre-angles pour utilisation de AUF 1/AUF 2.



- Pour éviter tout blocage lié aux plus petites particules
- Porosité 2
- 20 plaques filtrantes par unité d'emballage

Numéro EAN: 4002513505498 / Numéro de matériel: 06059480 /
Ancien Numéro de matériel: 69751201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Blanc
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	125
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	28
Dimension extérieure, largeur brute en mm	125
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	167
Diamètre en mm	30
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,10