

TK/1

Kit de test

pour contrôle nettoyage instr. chirurgicaux en mesurant contamination protéique.



**Image  
in progress**

- Capacité pour 48 contrôles
- Equipé de bandes de code pour le réflectomètre \*
- Le kit de test TK/1 est disponible auprès du service après-vente.

\* Le réflectomètre n'est pas fourni.

Numéro EAN: 4002513664706 / Numéro de matériel: 06157330 /  
Ancien Numéro de matériel: 69910004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Indicateur/test	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Poids net en kg	0,59
Poids brut en kg	0,97