


E 745/1

Module

pour la prise en charge optimale de max. (Wert)104 pipettes.



- Convient pour (Wert)104 pipettes jusqu'à 540 mm
- Taille de compartiment du cadre de support 16 x 16 mm

Numéro EAN: 4002513735406 / Numéro de matériel: 06233580 /  
Ancien Numéro de matériel: 69574502D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les pipettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	104
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	288
Dimension extérieure, largeur nette en mm	492
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	496
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	415
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	24,60
Poids brut en kg	25,00