

MF/3

Chariot de transport  
pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Pour une manipulation simple des chariots à instruments
- Mécanisme de relevage actionné par pression du pied
- Equipé de 2 roulettes verrouillables
- Hauteur de chargement de 751 mm, +/- 100 mm

Numéro EAN: 4002513771114 / Numéro de matériel: 06392900 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200107D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1182
Dimension extérieure, largeur nette en mm	660
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	807
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	430
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	34,20
Poids brut en kg	52,40