


U 184/1

Panier inférieur

pour prise en charge opt. tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Equipé de 96 buses à injection
- Utilisable en combinaison avec panier sup. O 175 / O 187 / O 184
- Hauteur de chargement : env. (Wert)170 mm mm

Numéro EAN: 4002513805659 / Numéro de matériel: 06439180 / Ancien Numéro de matériel: 69118403D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Composants	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	170
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	515
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	531
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	5,00
Poids brut en kg	6,00
Accessoires	
ID 90, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 90 mm [nombre]	96