

E 427

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 6 laryngoscopes.



- Convient pour 6 laryngoscopes

Numéro EAN: 4002513808209 / Numéro de matériel: 06442120 /
Ancien Numéro de matériel: 69542701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments d'anesthésie	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	92
Dimension extérieure, largeur nette en mm	210
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	134
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	164
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00