


U 874/1

Panier inférieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments et compléments à mailles.



- Hauteur chargement peut varier si paniers sup. diff.
- Support pour bande magnétique ML/2 pour détection chariot auto.

Numéro EAN: 4002513808919 / Numéro de matériel: 06442940 /
Ancien Numéro de matériel: 69187403D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	50
Dimension extérieure, largeur nette en mm	531
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	515
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	545
Poids net en kg	2,10
Poids brut en kg	2,97