


E 319/3

Tamis

pour protection contre contamination liée à étiquettes ou des éclats de verre.



- Filtre total retenant les gros résidus
- Empêche contamination liée étiquettes verrerie laboratoire
- Empêche contamination liée éclats de verre verrerie laboratoire

Numéro EAN: 4002513860238 / Numéro de matériel: 06477070 /
Ancien Numéro de matériel: 69531904D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	510
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	85
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	640
Poids net en kg	1,98
Poids brut en kg	2,61