

E 729

Utilisation

pour prise en charge de max. (Wert)4-5 kits de chirurgie ophtalmo. sur 3 niveaux.



- #2 niveaux#<inRef.objid>Z
- 1 niveau avec #16#<inRef.objid>
- Possibilité raccordement pour E 478/1 sur le tuyau d'alimentation
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Numéro EAN: 4002513893274 / Numéro de matériel: 06517580 / Ancien Numéro de matériel: 69572901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariots pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	4-5
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	471
Dimension extérieure, largeur nette en mm	530
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	680
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	14,40
Poids brut en kg	16,40
Accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (sans aimant) [nombre]	1