


E 522/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 9 porte-empreintes.



- Equipé de 9 supports

Numéro EAN: 4002514072722 / Numéro de matériel: 06697010 /
Ancien Numéro de matériel: 68552202D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Porte-empreintes [nombre]	9
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	140
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,26
Poids brut en kg	0,36