

Printer
Imprimante



Numéro EAN: 4002514111766 / Numéro de matériel: 06758340 /
Ancien Numéro de matériel: 69247001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	305
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00