

E 901/2

Chariot

pour prise en charge opt. compl. mailles/récipients & instruments cavité.



- Equipé de 3 bras de lavage intégrés
- Les dimensions de chargement de chaque niveau sont différentes
- La capacité de chargement de chaque niveau est différente
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud
- Bande magnétique pour détection auto. chariot (incl. aimants ML)

Numéro EAN: 4002514219882 / Numéro de matériel: 06893870 / Ancien Numéro de matériel: 69590103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariots pour instruments de CMI	•
Chariot pour les cuvettes	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Instruments avec lumen [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	590
Dimension extérieure, largeur nette en mm	640
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	720
Dimension extérieure, largeur brute en mm	830
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	780
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00
Accessoires	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	3
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	2
E 449 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	2
E 980 Adaptateur d'angle [nombre]	3
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	4
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 120 mm avec ressort à friction [nombre]	3
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (avec aimants) [nombre]	1