


E 103/1

Utilisation

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 75 mm.



- convient pour env. (Wert)200 tubes à essai (jusqu'à 12 x 75 mm)
- Réparti dans 6 compartiments
- La largeur de mailles est égale à 8 x 8 mm
- Comprenant le couvercle A 13

Numéro EAN: 4002514231051 / Numéro de matériel: 06907630 /
Ancien Numéro de matériel: 69510302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	220
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,54
Poids brut en kg	0,74
Accessoires	
A 13 Couvercle [nombre]	1