

DOS K 60

Module de dosage pour bidon de 5 à 10 l

pour le dosage auto. des produits nettoyants liquides avec indicateur de niveau.



- Contrôle dosage – Sécu. processus conforme norme DIN EN ISO 15883
- Pour le dosage des détergents liquides/désinfectants chimiques
- Canne d'aspiration de 300 mm pour un bidon de 5-10 l
- Kit transf. canne aspi. pour bidon 10-30 l dispo. SAV
- Dosage jusqu'à (Wert)120 Milliliter ml/60 secondes

Numéro EAN: 4002514254890 / Numéro de matériel: 06940330 / Ancien Numéro de matériel: 69747008D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Taux d'extraction en ml/60 secondes	120
Longueur de la canne d'aspiration en mm	333
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	230-240
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,02
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	118
Dimension extérieure, largeur nette en mm	235
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	115
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	290
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	420
Poids net en kg	2,45
Poids brut en kg	2,70