

E 907/1

Complément à mailles

pour la prise en charge optimale de divers instruments à petites pièces.



- Avec couvercle pour les petites pièces
- Largeur de mailles de 3 x 1 mm
- Crochet pour suspension avec E 905/1 et E 903/1

Numéro EAN: 4002514256320 / Numéro de matériel: 06943820 /
Ancien Numéro de matériel: 69590702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Panier à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	48
Dimension extérieure, largeur nette en mm	129
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	170
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	70
Dimension extérieure, largeur brute en mm	155
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,37