


KFR 9000

Support à bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.



Numéro EAN: 4002514270203 / Numéro de matériel: 06962260 /  
Ancien Numéro de matériel: 36996040EU1

- Pour combinés réfrigération/  
congélation KFN 2x1xx
- Pour rangement horizontal et sûr,  
par ex. des bouteilles de vin
- Peut être utilisé de manière variable  
sur différents niveaux
- En métal chromé
- Pour neuf bouteilles max. selon la  
taille et la forme