

E 792

Flexible en silicone avec raccordement pour une connexion aux raccords Luer-Lock, femelles.



- Avec raccordement Luer-Lock mâle
- Longueur 160 mm
- 4 tuyaux en silicone par unité d'emballage

Numéro EAN: 4002514283029 / Numéro de matériel: 06989160 / Ancien Numéro de matériel: 69779201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	160
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	260
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	1,00