


KFR SMS 9000

Support à bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.



Numéro EAN: 4002514295596 / Numéro de matériel: 07005220 /
Ancien Numéro de matériel: 36996042CH

- Convient aux réfrig. intégrables SMS K5000 sans PerfectFresh
- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- En métal chromé
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme