

E 980 Adaptateur pour la prise en charge optimale d'instruments longs à cavité.



- Permet la prise en charge d'instruments à cavité longs
- Vissage possible de diverses buses ou adaptateurs Luer-Lock

Numéro EAN: 4002514312071 / Numéro de matériel: 07025360 / Ancien Numéro de matériel: 69598001D

a local i tallioro do matorion occoso i b	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	15
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	80
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05