

E 478/1

Logement

pour le nettoyage optimal de 4 canules étroites (canules Sautter).



- Equipé d'une plaque filtrante en inox (FP-ED)

Numéro EAN: 4002514496948 / Numéro de matériel: 07292920 /
Ancien Numéro de matériel: 69747802D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,19
Poids brut en kg	0,23