


KFR 10061

Support à bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Numéro EAN: 4002514522289 / Numéro de matériel: 07316080 /
Ancien Numéro de matériel: 38991061EU1



- Adapté aux réfrigérateurs autonomes ou combinés
- K 10 000 et 20 000 sans zone PerfectFresh Largeur 60 cm
- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme