

KFR 10067

Support à bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Numéro EAN: 4002514522296 / Numéro de matériel: 07316090 /
Ancien Numéro de matériel: 38991067EU1



- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Adapté aux réfrigérateurs autonomes ou combinés
- K 10.000 avec zone PerfectFresh et d'une largeur de 60 cm
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme