


O 188/2

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments.



- Hauteur de chargement de : 165 mm, réglable en hauteur +/- 20 mm
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Numéro EAN: 4002514556178 / Numéro de matériel: 07333030 /  
Ancien Numéro de matériel: 69118802D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	280
Dimension extérieure, largeur nette en mm	215
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	475
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	285
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,16