

O 190/2

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments.



- Hauteur de chargement : (Wert)215 mm mm
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Numéro EAN: 4002514556185 / Numéro de matériel: 07333050 /
Ancien Numéro de matériel: 69119002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	215
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	265
Dimension extérieure, largeur nette en mm	531
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	475
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	285
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,19