


O 176/1

Panier supérieur

pour prise en charge optimale instruments MIC, d'arthroscopie et d'urologie.



- Avec 10 possibilités d'intégration et bras lavage aimanté intégré
- Compléments à gauche, instr. à cavité à droite (jusqu'à 500 mm)
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536
- Aucun doseur poudre possible
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud

Numéro EAN: 4002514556208 / Numéro de matériel: 07333070 / Ancien Numéro de matériel: 69117602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	10
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	423
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	529
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	540
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	525
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30
Accessoires	
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec embout Ø 6 mm [nombre]	2
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	1
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec patte de maintien [nombre]	1
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	1
Buse de pulvérisation Ø 2,5 mm [nombre]	2
Buse de pulvérisation Ø 4 mm [nombre]	4
Entonnoir [nombre]	4