

O 167/1

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des semelles de sabots de bloc opératoire.



- Convient pour jusqu'à 28 semelles
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Numéro EAN: 4002514556215 / Numéro de matériel: 07333080 /
Ancien Numéro de matériel: 69116703D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	195
Dimension extérieure, largeur nette en mm	480
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	475
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	210
Dimension extérieure, largeur brute en mm	495
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,23