

E 327/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de (Wert)4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour (Wert)4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Numéro EAN: 4002514556239 / Numéro de matériel: 07333100 / Ancien Numéro de matériel: 69532702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	410
Dimension extérieure, largeur nette en mm	530
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	420
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	595
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30