

E 439/3

Chariot

pour la prise en charge optimale de max. (Wert)7 compléments à mailles.



- Convient pour (Wert)7 compléments à mailles sur 3 ou 4 niveaux
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Le deuxième niveau du fond est amovible
- Les hauteurs de chargement des 4 niveaux se distinguent
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Numéro EAN: 4002514556246 / Numéro de matériel: 07333110 /  
Ancien Numéro de matériel: 69543905D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour les compléments à mailles	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	7
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	505
Dimension extérieure, largeur nette en mm	532
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	517
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	500
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	11,80
Poids brut en kg	13,30