

E 429/1

Chariot

pour nettoyage micro-instruments (chirurgie ophtalmo.), pour (Wert)2-4 kits chirurgie.



- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Niveau 1 : p. ex. 4 compl. E441/1 ou 2 compl. E142 par niveau
- Niveau 2 à gauche : 20 raccords pour instruments à cavité
- Niveau 2 à droite : 16 adaptateurs Luer-Lock mâles, horiz. Tuyau
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Numéro EAN: 4002514556253 / Numéro de matériel: 07333120 / Ancien Numéro de matériel: 69542902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Chariots pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	520
Dimension extérieure, largeur nette en mm	540
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	540
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	530
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30
Accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8