

ASA 1

Bras de lavage aimanté

pour le contrôle du bras de lavage, utilisable avec O 167, O 173, O 188, O 190.



- Peut être ajouté sur paniers sup. sans bras de lavage aimanté

Numéro EAN: 4002514569857 / Numéro de matériel: 07349850 /
Ancien Numéro de matériel: 69113501D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Bras de lavage aimanté	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	75
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	605
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	47
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	0,31
Poids brut en kg	0,40