

MF 27/28-1

Chariots de transfert

pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 fixes
- Manipulation simple et agréable grâce aux poignées arrondies
- 2 côtés possibilités amarrage ou fixation app., convoyeur, etc.
- Hauteur de chargement 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Avec bac collecteur démontable H 70, l 603, P 866 mm

Numéro EAN: 4002514594026 / Numéro de matériel: 07397640 / Ancien Numéro de matériel: 69200111D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1050
Dimension extérieure, largeur nette en mm	740
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	930
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1010
Dimension extérieure, largeur brute en mm	730
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	950
Poids net en kg	32,00
Poids brut en kg	45,00