

E 931

Utilisation

pour prise en charge de max. (Wert)20 sabots bloc opératoire jusqu'à la peinture 48.



- Convient pour chariots E 975/2 dans niveaux sup. et inférieur
- Equipé de 20 supports
- Capacité totale charge : 40 sabots bloc opératoire (20 paires)

Numéro EAN: 4002514598444 / Numéro de matériel: 07439490 / Ancien Numéro de matériel: 69593101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour sabots de bloc OP	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	254
Dimension extérieure, largeur nette en mm	586
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	752
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	275
Dimension extérieure, largeur brute en mm	605
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	765
Poids net en kg	4,35
Poids brut en kg	4,70