

E 942/3

Module

pour la prise en charge optimale de max. (Wert)116 pipettes.



- Convient pour (Wert)116 pipettes jusqu'à 580 mm de hauteur
- Dimensions de compartiment ?? x ??

Numéro EAN: 4002514605036 / Numéro de matériel: 07459390 / Ancien Numéro de matériel: 69594204D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	116
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	279
Dimension extérieure, largeur nette en mm	558
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	352
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	420
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	570
Poids net en kg	35,00
Poids brut en kg	45,00