

E 947/2

Module

p. ex. pour le nettoyage de 88 tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Equipé de 88 buses, 2,5 x 110 mm

Numéro EAN: 4002514605074 / Numéro de matériel: 07459430 /  
Ancien Numéro de matériel: 69594703D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	88
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	170
Dimension extérieure, largeur nette en mm	558
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	352
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	290
Dimension extérieure, largeur brute en mm	530
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	5,00
Poids brut en kg	6,00