

E 521/2

Utilisation

pour prise en charge opt. 7 pinces techniques, d'orthodontie et d'extraction.



- Dimensions de compartiment : 21 x 80 mm
- Également adapté aux pinces, par ex. de podologie

Numéro EAN: 4002514616438 / Numéro de matériel: 07476430 / Ancien Numéro de matériel: 68552103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Pinces [nombre]	7
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	135
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	189
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	175
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	220
Poids net en kg	0,42
Poids brut en kg	0,46