

DOS S 20

Pompe doseuse à soufflet
pour le dosage de produits liquides acides.



- Pour le dosage de produits de rinçage et de neutralisation
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente Miele

Numéro EAN: 4002514641904 / Numéro de matériel: 07514600 /
Ancien Numéro de matériel: 69226004D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	258
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	2,45
Poids brut en kg	2,91