

DOS NA 120

Pompe doseuse à soufflet
pour le dosage de produits liquides neutres/alcalins.



- Pour le dosage des détergents liquides, émulsifiants
- Pour le dosage des désinfectants chimiques
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente Miele

Numéro EAN: 4002514641911 / Numéro de matériel: 07514610 /
Ancien Numéro de matériel: 69226005D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	300
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	420
Poids net en kg	2,45
Poids brut en kg	2,89