

E 491

Utilisation

pour la prise en charge optimale des instruments rotatifs.



- Convient pour 18 fraises de turbines
- Convient pour 30 contre-angles
- Également adapté aux instruments rotatifs, par ex. de podologie

Numéro EAN: 4002514697949 / Numéro de matériel: 07600210 /
Ancien Numéro de matériel: 68549101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Tiges [nombre]	48
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	70
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	120
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	265
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	180
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00