

ALWD BS 27/28

Scanner

pour saisie simplifiée codes barres pour reconnaissance utilisateur et charg.



Numéro EAN: 4002514753416 / Numéro de matériel: 07686510 /
Ancien Numéro de matériel: 69247012D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	305
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00

- Raccordement scanner avec scanner
- Enregistrement des données pour la traçabilité du processus
- Convient aux côtés propre, souillé ou les deux*

* La combinaison du scanner et de l'imprimante n'est disponible que du côté propre.