

Ancien Numéro de matériel: 69593601D

E 936 Utilisation pour la prise en charge optimale de (Wert)15 poignées d'éclairage max.



Famille produit Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical Composants G 7823 G 7824 G 7826 PG 8527 PG 8528 Catégorie de produit Autre complément Caractéristiques du produit Matériau Inox Couleur Inox Domaine d'application Traitement des instruments chirurgicaux Poignées d'éclairage [nombre] 15 Raccordement électr. standard Nombre de phases 0 0 Tension en V 0 Fréquence en Hz Puissance totale de raccordement en kW 0,00 Protection par fusible en A 0 Dimensions et poids Dimension extérieure, hauteur nette en mm 90 245

500

130 275

530

0,50

0,92

Numéro EAN: 4002514811260 / Numéro de matériel: 07759480 /

Dimension extérieure, largeur nette en mm

Dimension extérieure, largeur brute en mm Dimension extérieure, profondeur brute en mm

Poids net en kg

Poids brut en kg

Dimension extérieure, profondeur nette en mm Dimension extérieure, hauteur brute en mm