

E 499

Dispositif de rinçage

pour prise en charge optimale de canules d'aspiration, de rinçage et en verre.



- Différents racc. possibles pour canules aspiration et rinçage
- Compatible avec les chariots de chargement avec buses à injection

Numéro EAN: 4002514811482 / Numéro de matériel: 07759500 /
Ancien Numéro de matériel: 69549901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	30
Dimension extérieure, largeur brute en mm	110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,23