

E 735/2

Chariot

pour la prise en charge optimale des instruments sur 3 niveaux.



- Equipé de 2 bras de lavage intégrés
- Les dimensions de chargement de chaque niveau sont différentes
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Numéro EAN: 4002514816388 / Numéro de matériel: 07765710 /
Ancien Numéro de matériel: 69573503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	6
Compléments à mailles SPRI [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	552
Dimension extérieure, largeur nette en mm	530
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	650
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	640
Poids net en kg	10,80
Poids brut en kg	12,80
Accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (sans aimant) [nombre]	1