

E 900-4/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 4 niveaux.



- Capacité de chargement : (Wert)12 compléments DIN\*
- Les dimensions de chargement de chaque niveau sont différentes
- Bande magnétique pour détection auto. chariot (incl. aimants ML)

\* Complément DIN : 485 x 254 x 50 mm

Numéro EAN: 4002514816401 / Numéro de matériel: 07765740 / Ancien Numéro de matériel: 69590005D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot pour complément à mailles	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	12
Compléments à mailles SPRI [nombre]	8
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	557
Dimension extérieure, largeur nette en mm	640
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	720
Dimension extérieure, largeur brute en mm	830
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	780
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00
<b>Accessoires</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (avec aimants) [nombre]	1