

E 975/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 2 niveaux.



- Equipé d'un bras de lavage intégré
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- Les dimensions de chargement des deux niveaux sont différentes

Numéro EAN: 4002514816449 / Numéro de matériel: 07765790 /  
Ancien Numéro de matériel: 69597503D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot pour complément à mailles	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	6
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	427
Dimension extérieure, largeur nette en mm	640
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	650
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	640
Poids net en kg	10,80
Poids brut en kg	12,80
<b>Accessoires</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (avec aimants) [nombre]	1