

APH 303

Rallonge

3 m, pour prolonger le câble de raccordement type 1 et 2.



Numéro EAN: 4002514940533 / Numéro de matériel: 07951430 /
Ancien Numéro de matériel: 68815301D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plateaux/tablettes	•

APH 303

Rallonge

3 m, pour prolonger le câble de raccordement type 1 et 2.



Numéro EAN: 4002514940533 / Numéro de matériel: 07951430 /

Ancien Numéro de matériel: 68815301D

Traitement des compléments à mailles

•

Traitement des éprouvettes graduées

•

Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux

•

Traitement de divers ustensiles

•

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

0

Dimension extérieure, largeur nette en mm

0

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

0

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

55

Dimension extérieure, largeur brute en mm

180

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

250

Poids net en kg

0,16

Poids brut en kg

0,16