

APH 595

Ruban de transfert d'encre  
pour le complément d'imprimante Segolabel PRT 200.



Numéro EAN: 4002514940625 / Numéro de matériel: 07951520 /  
Ancien Numéro de matériel: 68816101D

<b>Appartenance du produit</b>	
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
<b>Composants</b>	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Couleur	Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	90
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,06