

APH 596
 Etiquettes
 pour l'imprimante Segolabel APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rouleau de 1000 étiquettes adhésives double face
- Étiquettes adhésives double face avec film de séparation

Numéro EAN: 4002514940632 / Numéro de matériel: 07951530 /
 Ancien Numéro de matériel: 68816201D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
Composants	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	90
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,31
Poids brut en kg	0,40